

POBIERANIE KAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zalecenia ogólne

- Za pomocą łopatki znajdującej się w jałowym, plastikowym pojemniku do kału (do nabycia w aptece) pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału w ilości ok. 1/2 pojemnika. Kał nie powinien mieć kontaktu z wodą, moczem lub detergentami.
- Pojemnik dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany, datą pobrania oraz umieścić w foliowym woreczku.
- Pobraną próbkę w ciągu 2-3 godzin dostarczyć do laboratorium. Dopuszcza się przechowywanie próbki w temperaturze lodówki (4–8°C).

Ulotka zgodna z Procedurą SOP nr ZDL/18/2019: Przygotowanie pacjenta do badań laboratoryjnych.

Wersja 3.